

Brell

Repere da Mammografia, Localizzazione pre-operatoria Mammography, Pre-operative Localization Needle

Cono Luer-Lock standard
Standard Luer-Lock



Doppio uncino
Double hook

○
Or



Singolo uncino
Single hook


Cono Slimline
Slimline hub



Singolo uncino, punta rinforzata
Single hook, stiffened wire

- Per la localizzazione di lesioni mammarie e lesioni difficili da localizzare clinicamente.
- Design studiato per l'ancoraggio sicuro del filo.
- **For pre-operative localization of mammary lesions and lesions which are difficult to detect clinically**
- **Special design for secure anchoring of the wire**

Assemblato
Assembled



Vantaggi

- Cannula centimetrata
- Uso facile e sicuro
- Ferma-ago
- Punta dell'ago ecogenica per un facile posizionamento

Advantages

- **Calibration markers**
- **Easy and secure use**
- **Needle stop**
- **Ecgogenic needle tip for easy positioning**

Versione Uncino Version Hook	Versione Version Luer-Lock / Slimline	Diametro Diameter Gauge	Diametro Diameter (Ø/mm)	Lunghezza Length 5 cm	Lunghezza Length 7 cm	Lunghezza Length 10 cm	Lunghezza Length 12 cm	Lunghezza Length 15 cm
Uncino singolo Single hook	Standard Luer-Lock	18G	1,2 mm	BL 18/5	BL 18/7	BL 18/10	BL 18/12	BL 18/15
	Cono Slimline Slimline hub	21G	0,8 mm	BL 21/5	BL 21/7	BL 21/10	BL 21/12	BL 21/15
Uncino doppio Double hook	Standard Luer-Lock	20G	0,9 mm	BLX 20/5	BLX 20/7	BLX 20/10	BLX 20/12	BLX 20/15
	Cono Slimline Slimline hub			BLSX 20/5	BLSX 20/7	BLSX 20/10	BLSX 20/12	BLSX 20/15
Uncino singolo Punta rinforzata Single hook Stiffened wire	Standard Luer-Lock	20G	0,9 mm	BL 20/5R	BL 20/7R	BL 20/10R	BL 20/12R	BL 20/15R
	Cono Slimline Slimline hub			BLS 20/5R	BLS 20/7R	BLS 20/10R	BLS 20/12R	BLS 20/15R
Cannula guida Guiding cannula for wire		25G	0,5 mm	CG 25/5	CG 25/7	CG 25/10	CG 25/12	CG 25/15

Scatola/Box: 10 unità/units

Aghi di diversa lunghezza e diametro sono disponibili su richiesta
Needles with different lengths and diameters are available on request